

<b>LBM BIOPTeam</b>	<b>BRETIN</b>	<b>LALANDE</b>	<b>VONNAS</b>
secretariat.bretin@biopteam.com Tel : 04 74 22 52 09	secretariat.lalande@biopteam.com Tel : 04 74 22 04 44	laboratoire.vonnas@biopteam.com Tel : 04 74 50 17 89	

Ordre des tubes : BLEU → JAUNE → VERT → VIOLET → GRIS (Pas de tube de purge y compris avec les Epijet)

<b>SECTEUR CHIMIE IMMUNOLOGIE</b>			
acide urique, albumine, bilirubine totale et directe, calcium, CPK, créatinine, CRP, fer, ferritine, capacité de fixation de la sidérophiline, GGT, haptoglobine, Ig G, A, M, Iono, LDH, lipase, magnésium, myoglobine, phosphatase alcaline, phosphore, protéines totales, réserve alcaline, transaminases, transferrine, troponine, urée Hormones et vitamines : βHCG*, T3 libre, T4 libre, TSH, Vitamine D Médicaments : amikacine, vancomycine, gentamicine	Vert	Héparine	1 tube
Bilan lipidique (EAL) : cholestérol, HDL, triglycérides, Apo A et B	Vert	Héparine	à jeun
acide lactique, calcium ionisé, carboxyhémoglobine, méthémoglobine	Vert	Héparine	<b>Acheminement immédiat à 4°</b>
glucose	gris	fluorure	<b>1 tube à jeun</b>
electrophorèse des protéines - immunofixation (ou immunotypage), CDT	2 Jaunes	SEC	2 tubes
BNP	Violet	EDTA	1 tube
NT-Pro B.N.P., Procalcitonine (PCT)	Vert	Héparine	1 tube
hémoglobine glyquée	Violet	EDTA	1 tube
<b>Sérologie*</b> : hépatite C, hépatite B (Ag HBs, Ac HBc et HBs), rubéole, toxo., HIV Marqueurs : PSA totale et libre, AFP, ACE Protéines : Préalbumine Hormones : FSH, LH, oestradiol, progestérone, cortisol Vitamines : folates, vitamine B12 sérique Médicaments : digoxine	Jaune	SEC	1 tube <b>A jeun pour analyse folates</b> <b>Cortisol : préciser H de Pvt</b>
Médicaments : lithium, acide valproïque (Dépakine) <b>Sérologie*</b> : hépatite A IgM, CMV Auto immunité : Ac anti thyroperoxydase, Ac anti thyroglobuline, Facteurs Rhumatoïdes Protéines : bêta 2 microglobuline Hormones : prolactine, sulfate de DHEA, testostérone	Jaune	SEC	<b>Prolactine: préciser la date des dernières règles</b>
Marqueurs : CA15.3, CA19.9, CA125 / <b>Sérologie*</b> : Lyme, EBV / Hormone : PTH	Jaune	SEC	1 tube
<b>SECTEUR HEMATOLOGIE</b>			
NF, plaquettes, VS, réticulocytes, VGM	Violet	EDTA	1 tube <b>(bien rempli si VS)</b>
<b>SECTEUR IMMUNO HEMATOLOGIE</b>			
groupes sanguins, phénotypes, anticorps irréguliers, COOMBS direct	Violet	EDTA	1 tube
<b>VERIFIER L'IDENTITE A PARTIR DE LA CARTE D'IDENTITE DU PATIENT OU DU PASSEPORT</b>			

**Sérologies et βHCG\*** prélever en plus pour l'ensemble des analyses 1 tube jaune

Ordre des tubes : BLEU → JAUNE → VERT → VIOLET → GRIS (Pas de tube de purge y compris avec les Epijet)

<b>SECTEUR COAGULATION</b>			
TP, fibrinogène, D Dimères, TCA	1 Bleu rempli jusqu'au trait	Citrate	<b>TCA : transmis labo &lt; 6H</b> <b>TCA sous HNF : transmis labo &lt; 2H</b>
AT3, facteurs de coagulation, protéine C et S, recherche ACC	4 Bleus	Citrate	4 tub. <b>remplis jusqu'au trait</b> <b>transmis labo &lt; 4 H</b>
Activité anti Xa (héparinémie)	1 Bleu	Citrate	1 tub. <b>rempli jusqu'au trait</b> <b>transmis labo &lt; 1 H</b>
<b>ANALYSES SPECIALISEES LES PLUS COURANTES</b>			
Delta 4 androstènedione, fructosamine, 5'NU, IgE totales, phénobarbital (Gardenal), carbamazépine (tégrétol), C3, C4, thyroglobuline Sérologie : syphilis, herpès, Rougeole, VZV, Maladie des griffes du chat, ASD,ASL, Chlamydiae, hépatite A totale Allergie : phadiatop, trophatop, RAST et/ou allergènes spécifiques, MAST CLA Auto immunité : ACAN, Ac anti mitochondries, Ac anti muscle lisse, Ac Anti-LKM, (réticulum endoplasmique), Ac anti-LC1 (Cytosol Hépatique), Ac anti DNA natif, Ac anti ENA, Ac anti peptides citrullinés, Ac anti transglutaminase, ANCA, Ac anti récepteur de la TSH	Jaune	SEC	1 tube <b>Prevoir plusieurs tubes si plusieurs tests</b>
AMH - Hormone anti-Mullérienne	Jaune	SEC	
charge virale / PCR : hépatite B, hépatite C	2 Jaunes	SEC	2 Tubes transmis labo < 4 H
charge virale / PCR : HIV	Violet	EDTA	1 Tube transmis labo < 4 H
ammoniémie	Violet	EDTA	<b>Acheminement immédiat à 4°</b>
Marqueur : Cross Laps	Jaune	SEC	<b>Prélever le matin , à jeun ,(avant 9h si possible) , à la même heure pour des mesures successives</b> Transmis labo < 4 H
Médicament : ciclosporine, tacrolimus	Violet	EDTA	1 tube
Dépistage de la trisomie 21	2 Jaunes	SEC	2 Tubes transmis labo < 4 H
Joindre impérativement la fiche de renseignements, l'attestation de consultation préalable, le consentement éclairé de la patiente et l'ordonnance			
complément CH50, NSE	Jaune	SEC	1 tube transmis labo < 1 H
orosomucoïde	Jaune	SEC	1 tube transmis labo < 4 H
Cryoglobuline, Vitamine C et DPNI	Prélèvement au laboratoire (Cryoglobuline à jeun)		
magnésium érythrocytaire	Vert	Heparine	1 tube <b>sans gel</b>
folates érythrocytaires	Violet	EDTA	1 tube violet <b>A jeun</b>